



ПОСТАВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В памяти тахеометра открываем папку flashdisk, а внутри находим папку FieldGenius Project. Открываем папку нужного проекта и копируем из неё файл с расширением RAW.

Открываем данный файл блокнотом, в панели меню нажимаем "Правка" - "Заменить" (Ctrl + H). В верхнее поле вводим символ "-" (символ тире, на клавиатуре расположен около цифры "0" на основном блоке), нижнее поле оставляем пустым, нажимаем "Заменить всё". Сохраняем через "Файл" - "Сохранить" (Ctrl + S), теперь файл готов для импорта в ПО постобработки типа credo dat или подобного. При импорте указать типа формата TDS RAW Data.